

Рутинные повседневные операции в станках и секциях

Надлежащие рутинные операции в станках и секциях способствуют своевременному обнаружению больных свиней. Разумный уход за станками обеспечивает хорошую гигиену и эффективную внутреннюю профилактику болезней.

Начинайте осмотр с самых маленьких поросят и заканчивайте взрослыми поросятами

- Входя в разные секции, по возможности, меняйте обувь
- Целесообразно использовать разные инструменты для каждой секции
- Уход за реабилитационным станком осуществляйте всегда в последнюю очередь

Надзор и лечение

- Проводите осмотры минимум дважды в день, включая выходные
- При входе в секцию обращайтесь внимание на то, как лежат поросята
- В первые 4-6 дней после размещения проводите 2-3 ежедневных осмотра
- Дополните подачу воды из кранов корытом с зеркальной водной поверхностью в первые дни после отъема
- Удостоверьтесь, что **все** свиньи могут вставать и передвигаться
- Больных свиней необходимо выявлять, метить и лечить
- Создайте систему маркировки свиней для правильного проведения лечения
- Не забывайте вести надлежащий учет лекарств

Контроль и очистка

- Желобковые кормушки и кормораздатчики
- Водяные краны и поилки

Регулировка кормораздатчиков

- При правильно отрегулированном кормораздатчике чаши поилок в автомате остаются чистыми, и потери корма минимальны
- В реабилитационных станках следует устанавливать простые кормораздатчики и опорожнять их 2 раза в неделю

Сапоги при входе в каждую




секцию



Надзор за поросятами



Позаботьтесь о четкой маркировке вылечиваемых



поросят

Надзор недавно отлученных поросят 2-3 раза в день, не забывайте отрегулировать кормораздатчики



Проводите очистку и регулировку кормораздатчика